

# 歯科用X線撮影装置

Intra oral X-ray apparatus for X-ray Room

ケーデックス-S<KDEX-S>



「シンプルながら操作性の良さを追求した  
X線室専用装置」



製造元  (株)近畿レントゲン工業社

Manufacture: KINKI ROENTGEN INDUSTRIAL CO., LTD

## [特徴]

- コンパクトな制御ボックスは、取付けも簡単です。
- イラスト式タッチスイッチの採用で最適時間を設定できます。
- フィルム感度に対応できるDENSITY（濃度）切替機能付です。
- 0.05秒間隔でマニュアル調整も思いのままです。
- 座いすは、患者さんのサイズに合わせて簡単に対応できる3段階の差し替え方式を採用しました。

## [Features]

- Compact control box can be easy to set up.
- Using soft-touch switches with symbols, selecting of Exposure Time can be easily made.
- In order to match film sensitivity, DENSITY can be selected.
- You can select best exposure time by 0.05sec steps in manual mode.
- It is easy to fit the seat for any patient with 3 adjusting systems.

### <仕様>


JIS規格	D-60-S
最大定格	60KV 10mA 5.00sec
発生器	同時点火方式、単相自己整流
管電流	10mA一定
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	1kVA
撮影時間	0.05~5.00secプログラム方式
X線管	D-081
焦点	0.8x0.8mm
総ろ過	2.2mmAl
制御器寸法	140(W)x195(H)x40(D)mm
本体寸法	1,050(W)x2,050(H)x900(D)mmMAX
総重量	56kg

### <TECHNICAL DATE>

Maximum ratio	60KV 10mA 5.00sec
Generator	Simultaneous Ignition, Self Rectification
Tube Current	10mA Consent
Input Power	AC100V 50/60Hz
Power Consumption	1kVA
Exposure Time	0.05~5.00sec
X-ray Tube type	D-081(Toshiba)
Forcal Spot	0.8x0.8mm
Total Filtering	2.2mmAl
Control Box	140(W)x195(H)x40(D)mm
Body Size	1,050(W)x2,050(H)x900(D)mmMAX
Gross Weight	56kg

\*仕様及び外観は、改良のため、予告なく変更することがあります。

\*All specification subject to change without notice.



製造元 (株)近畿レントゲン工業社 本

社:〒602-0029 京都市上京区室町通上立売上ル頭町259番地  
TEL(075)441-3234代 FAX(075)415-0364

東京事務所:〒141-0031 東京都品川区西五反田5-21-21-0112  
TEL & FAX (03)3779-0112

Manufacture:KINKI ROENTGEN  
INDUSTRIAL CO.,LTD

HEAD OFFICE:259 Muromachi Kashira-cho, Kamikyo-ku Kyoto, Japan 602-0029  
TEL(075)441-3234 FAX(075)415-0364

TOKYO OFFICE:5-21-21-202 Nishigotanda Shinagawa-ku Tokyo, Japan 141-0031  
TEL & FAX (03)3779-0112